


Principais Tubos de Coleta

ORDEM CORRETA DOS TUBOS DE COLETA:



TAMPA AZUL:



- possui citrato de sódio
- usado nos exames que avaliam a coagulação sanguínea

TAMPA VERMELHA:



- não possui anticoagulante
- utilizado quando não precisamos do soro, como no caso dos exames bioquímicos e sorológicos

TAMPA AMARELA:



- também não possui anticoagulante
- vem com gel separador
- utilizado para provas bioquímicas e sorológicas

TAMPA VERDE:



- contém heparina
- utilizado apenas em provas bioquímicas
- ideal para gasometria

TAMPA ROXA:



- contém EDTA
- utilizado para análises hematológicas, como hemograma e dosagem de hemoglobina glicada

TAMPA CINZA:



- possui fluoreto de sódio
- utilizado principalmente na dosagem de glicemia e lactato